

Stofnaam	Salmonella spp
Type methode	Real time PCR na amplificatie
Te onderzoeken in	Diervoeders- en –grondstoffen
Minimum bepaalbaarheidsgrens	N.v.t
Herhaalbaarheid	N.v.t
Reproduceerbaarheid	N.v.t
Aantoonbaarheid	1 KVE per 25 g monster
Categorie	Validatie volgens ISO 16140: 2003 tegen referentie methode NEN-EN-ISO 6579(2002)
Titel	IQ-Check™ Salmonella II

Verwezen wordt naar de kit-insert van de genoemde test
Deze is te verkrijgen bij BIO-RAD Laboratories BV