

Stofnaam	Salmonella spp
Type methode	Chromogene agar (gebruik makend van 2 enzymen)
Te onderzoeken in	Diervoeders- en –grondstoffen
Minimum bepaalbaarheids grens	N.v.t
Herhaalbaarheid	N.v.t
Reproduceerbaarheid	N.v.t
Aantoonbaarheid	1 KVE per 25 g monster
Categorie	Validatie volgens ISO 16140: 2003 tegen referentie methode NEN-EN-ISO 6579(2002)
Titel	RAPID' Salmonella

Verwezen wordt naar de kit-insert van de genoemde test
Deze is te verkrijgen bij BIO-RAD Laboratories BV