

Stofnaam	Glucosinolaten
Type methode	HPLC
Te onderzoeken in	raapzaad en raapzaadproducten
Minimum bepaalbaarheids grens	0,1 $\mu\text{mol/g}$
Herhaalbaarheid	voor glucosinolaatgehalten < 20 $\mu\text{mol/g}$: 2 $\mu\text{mol/g}$ voor glucosinolaatgehalten tussen 20 en 35 $\mu\text{mol/g}$: 4 $\mu\text{mol/g}$
Reproduceerbaarheid	voor glucosinolaatgehalten < 20 $\mu\text{mol/g}$: 2 $\mu\text{mol/g}$ voor glucosinolaatgehalten tussen 20 en 35 $\mu\text{mol/g}$: 8 $\mu\text{mol/g}$
Aantoonbaarheid	
Categorie	D
Titel	Rapeseed - determination of glucosinolates content- part 1: method using high-performance liquid chromatography ISO 9167-1:1992(E)

Verwezen wordt naar de betreffende norm.
Deze is (tegen vergoeding) verkrijgbaar bij het NNI te Delft.